

ACCUNIQ Connect

체성분 측정기 사용자의 건강 관리를 위한 모바일 앱

ACCUNIQ



전문 체성분 장비로 측정한 체성분 검사 결과를 QR코드로 간편하게 전송
스마트폰에 골격근량, 체지방량, 체수분 등 다양한 항목의 체성분 검사 결과 항목 저장
다회 측정한 검사 결과를 항목별 누적 그래프로 제공
체성분 검사 결과를 기반으로 관리 목표 설정, 칼로리 가이드 제공

ACCUNIQ Connect 다운로드 하기

스토어검색

앱스토어와 플레이스토어에서
아큐닉 커넥트 앱 검색 후
다운로드하세요.



QR 코드인식

스캔앱을 통해 QR코드 인식하여
앱을 다운로드하세요.



주의

※ACCUNIQ Connect에 저장한 체성분 측정 항목은 사용자의 임의해석에 의해 투약이나 치료등에 사용될 수 없습니다.

※체성분 측정 결과의 세부 분석은 반드시 전문가와 상의하십시오. ※앱에서 제공하는 체성분결과 항목은 측정한 장비의 기종에 따라서 다릅니다.

※스마트폰에 따라 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. (Android 10, ios14 Version)

체성분 데이터를 간편하게 스마트폰에 저장

결과지를 보관할 필요 없이 ACCUNIQ 체성분 측정기에서 QR로 로그인하면 측정 결과를 스마트폰에서 바로 확인할 수 있습니다.



체성분 결과 데이터를 스마트폰으로 확인


골격근 및 지방 분석, 비만 분석, 종합 평가 등 다양한 상세 체성분 측정 데이터를 스마트폰으로 확인

※상세 체성분 정보는 ACCUNIQ 체성분 측정 검사 장비에 따라 제공되는 항목이 상이합니다.



사용자 몸에 맞춘 체성분 관리목표 및 칼로리 가이드 제공

신체 활동 준비 설문지를 제공하여 사용자가 응답한 건강 상태와 측정 결과 데이터를 기반으로 관리 목표를 생성합니다. 저장한 활동량, 목표 다이어트 기간, 조절 목표를 기반으로 건강 관리를 위한 1일 권장 섭취량, 추천 소모 칼로리를 제공합니다.



주기적으로 측정한 체성분 측정 결과를 그래프로 제공

다회 측정한 체중, 근육량, 체지방률의 변경 추이를 그래프로 제공하여 건강 관리한 결과에 따라 체성분이 어떻게 변해왔는지 비교해 볼 수 있습니다.



본사 대전광역시 유성구 신성로 155 | TEL 042-879-3000 | FAX 042-864-4462

서울지점서울시금천구가산디지털1로 19 대륭테크노타운 18차 20층 | TEL 02-587-4056 | FAX 02-588-1937

Copyright © SELVAS Healthcare, Inc. All Rights Reserved | 2023.03.10. REV A.0